

Aides techniques pour des routines quotidiennes sûres et confortables

Aquabella*

Aquabella est la protection optimale pour tous les patients avec blessures aux mains, aux bras, aux pieds, aux jambes et à la tête (fracture, ulcère, brûlure, plaie d'opération...). Il permet de protéger la plaie et de maintenir au sec pendant la douche.



Dispositifs médicaux de classe 1



LES PRODUIT

- ▶ Evite les risques d'infection croisée
- ▶ Protège le membre de l'humidité
- ▶ Simplicité d'utilisation et hypoallergénique : Aquabella s'installe et s'ajuste d'une seule main tout en préservant l'intégrité de la peau (sans ruban adhésif avec élastique soudé)
- ▶ **Economique** : la gamme Aquabella est réutilisable.

	Parties du corps protégées	Références	Quantité par sac	Dimensions	Composition
Aquabella	Main, pied, bras court	21.21100	2	29,5 x 48,5 cm	Feuille plastique Élastique soudé
	Jambe courte, bras long	21.21200	2	29,5 x 60 cm	
	Jambe longue	21.21300	2	35,5 x 110 cm	
	Tête + oreilles	21.21400	1	32 x 22 cm	

Marche pied

≤ 180 kg



LES PRODUIT

- ▶ Conçu pour un accès sûr et facile au bain (baignoire, vasque) en réduisant le risque de chute.
- ▶ Revêtement anti-dérapant pour un maximum de sécurité pour le patient.
- ▶ Composé de 3 modules empilables pour répondre à toutes les configurations et s'adapter à toutes les morphologies. Le premier marche-pied réhausse de 10 cm et chaque module supplémentaire augmente de 5 cm la hauteur de marche (maximum 6 modules empilés soit une hauteur maximale de 35 cm).

	Référence	Dimensions (l x L x H)
Marche pied	SN03MAR04	50 x 40 x 10 cm



Large gamme de brosses pour faciliter la toilette du patient dépendant et maximiser son autonomie

Brosse incurvée

LES + PRODUIT

- ▶ Dotée d'un manche courbé, elle permet le lavage du dos sans faire de gestes amples et douloureux.
- ▶ Dimensions 40 x 28 cm.
- ▶ Composition : Polypropylène, Nylon TPE Elastomère.
- ▶ Nettoyage à l'eau savonneuse.



	Référence
Brosse incurvée	SN02BRI01

Sangle lave-dos

LES + PRODUIT

- ▶ Cette sangle, légère et large, peut être utilisée pour se laver ou se sécher sans effort.
- ▶ Très confortable avec une composition 100% polycoton.
- ▶ Entretien :



	Référence
Sangle lave-dos	SN01SAN02

Brosse 2 faces

LES + PRODUIT

- ▶ Cette brosse, à manche long et orientable, comporte 2 faces différentes (1 côté doux nettoyant, 1 côté grattoir).
- ▶ Facilite l'accès à toutes les parties du corps, sans effort, sans douleurs et sans se baisser.
- ▶ Possibilité de l'incurver pour faciliter le nettoyage du dos.
- ▶ Composition : EVA, Elastomère, mousse PU.
- ▶ Nettoyage à l'eau savonneuse.



	Référence	Dimensions
Brosse 2 faces	SN05BRD06	15 x 16 cm

Brosse exfoliante 2 faces

LES + PRODUIT

- ▶ Cette brosse, à manche long et orientable, comporte 2 faces différentes (1 côté brosse pour effectuer la toilette, 1 côté pierre ponce pour nettoyer la peau en profondeur sur des zones ciblées comme les talons/pieds).
- ▶ Facilite l'accès à toutes les parties du corps, sans effort, sans douleurs et sans se baisser.
- ▶ Possibilité de l'incurver pour faciliter le nettoyage du dos.
- ▶ Composition : ABS, Pierre ponce.
- ▶ Nettoyage à l'eau savonneuse.



	Référence
Brosse exfoliante 2 faces	SN05BRE02

Aides techniques pour des routines quotidiennes sûres et confortables

Bock à douche*



LES + PRODUIT

- ▶ Produit dédié au lavement des parties intimes. Il permet d'améliorer l'hygiène au quotidien. Il est conçu pour un double usage (rectal et vaginal).
- ▶ Contenance : 2L.
- ▶ Diamètre : 14 cm, Hauteur : 19 cm.

	COMPOSITION	ENTRETIEN
Bock et canule	Polypropylène Polymère thermoplastique	Eau chaude Autoclave : 120-130°C maxi durée : 20 min. maxi
Tuyaux	Caoutchouc naturel	Stérilisables à froid

	Références	Dimensions
Bock à douche nu	09.7030	Ø 14 cm - H. 19 cm
Bock à douche avec canule et tuyaux	09.7040	-

Capiluve



LES + PRODUIT

- ▶ Conçu pour réaliser un shampooing agréable au lit, dans le plus grand confort, grâce à l'appui ergonomique qu'il offre au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.
- ▶ Contenance : 6L.



	Références	Dimensions (l x L x H)
Capiluve	09.6031	45 x 48 x 16 cm
Bouchon	09.6032	-

Bidet portatif



LES + PRODUIT

- ▶ Ce bidet avec porte-savon intégré s'adapte sur la plupart des cuvettes WC.
- ▶ Il permet de se nettoyer directement et de réduire le risque infectieux.
- ▶ Composition : Polypropylène.

	Référence	Dimensions (l x L x H)
Bidet portatif	SN03BID02	36 x 41 x 10 cm

Aides techniques pour des routines quotidiennes sûres et confortables

Bocal à urine*



LES + PRODUIT

- ▶ Bocal à urine gradué en polypropylène
- ▶ Contenance 2L
- ▶ Passage en Autoclave. 120-130°
- ▶ Dimensions : Ø 12,5 cm - H. 24 cm

Bocal à urine

Références

09.7170

Haricot*



LES + PRODUIT

- ▶ Haricot en polypropylène blanc
- ▶ Contenance 600 ml
- ▶ Passage en Autoclave. 120-130°
- ▶ Dimensions : 26 x 26 x 12 cm

Haricot

Références

09.7120

Seau hygiénique



LES + PRODUIT

- ▶ Seau hygiénique avec couvercle en polypropylène blanc
- ▶ Anse pour faciliter le transport
- ▶ Contenance 11 L
- ▶ Passage en Autoclave. 2 bars / 120° max
- ▶ Dimensions : Ø 30 cm - H. 27 cm

Seau hygiénique

Références

09.7110

Gobelet*



LES + PRODUIT

- ▶ Verre gradué en polypropylène blanc
- ▶ Contenance 25 cl
- ▶ Passage en Autoclave. 120-130°
- ▶ Dimensions : Ø 8 cm - H. 11 cm

	Références
Gobelet	09.7100

Crachoir*



LES + PRODUIT

- ▶ Crachoir avec couvercle en polypropylène blanc
- ▶ Passage en Autoclave. 120-130°
- ▶ Dimensions : Ø 14 cm - H. 7,5 cm

	Références
Crachoir	09.7090

Inhalateur*



LES + PRODUIT

- ▶ Inhalateur nasal en polypropylène blanc
- ▶ Passage en Autoclave. 120-130°
- ▶ Dimensions : Ø 14 cm - H. 20,5 cm

	Références
Inhalateur	09.7160

Falcon pissette



LES + PRODUIT

- ▶ Flacon en polypropylène
- ▶ Contenance 100ml
- ▶ Entretien : Eau chaude et détergent habituel

	Références
Falcon pissette	09.7130