



GAMME PROFILO

Nos aides techniques sont conçues pour faciliter les routines d'hygiène du quotidien, au domicile ou en collectivité, tout en préservant l'autonomie du patient dépendant.



Les conseils d'Aurélie Clérembaux

Ergothérapeute D.E.

Je conseille le siège de bain aux personnes ayant des difficultés à entrer ou sortir de leur baignoire, notamment les personnes âgées, afin de limiter les chutes.

En cas de difficultés à rester debout, le tabouret réglable en hauteur vous sécurisera sous la douche. Plus l'assise est haute, plus il est facile de se relever.

Caractéristiques techniques

Profitez d'un moment de toilette en toute sécurité !

- ▶ **Ergonomie** : compacité et stabilité pour un maximum de sécurité dans tous les espaces mêmes les plus exigus.
- ▶ **Anti-corrosion** composé d'acier inoxydable, de polypropylène et d'aluminium pour une grande résistance. Assise perforée pour faciliter l'écoulement de l'eau.
- ▶ **Plusieurs formes** avec possibilité de réglages en hauteur pour répondre à tous les besoins du patient dans son environnement.
- ▶ **Entretien** : Détergent neutre. Autoclave à 85°C pendant 1 minute.

Sieges de bain PROFILO

Tabouret de bain

 ≤ 150 kg



LES + PRODUIT

- ▶ À la fois stables et solides, notre tabouret pour salle de bain facilite la douche des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
- ▶ Léger et Compact pour s'intégrer dans tous les espaces même les plus exigus.
- ▶ Doté d'embouts anti-dérapants combinés au réglage en hauteur personnalisable, il permet au patient de prendre sa douche en toute sécurité en limitant les risques de chute.

	Références	Hauteur	Diamètre de l'assise
hauteur réglable	SN10THR02	40 à 55 cm	37 cm

Siège de douche rabattable

 ≤ 150 kg



LES + PRODUIT

- ▶ Solide et pratique, il facilite l'accès à la douche, permet d'éviter les chutes et les risques de glissades.
- ▶ Grâce au revêtement du siège antiglisse combiné aux embouts antidérapants, le siège procure une grande stabilité au patient.
- ▶ Le réglage de la hauteur d'assise permet d'adapter le siège à toutes les morphologies.

	Référence	Hauteur	Diamètre de l'assise
hauteur réglable	SN10DRP02	de 38 à 50 cm	37 cm

Siège de bain

 ≤ 110 kg

Dimensions de l'assise :
larg. 42 x prof. 38 cm



LES + PRODUIT

- ▶ S'adapte à tous types de baignoire grâce à son réglage en largeur de 65 à 72 cm.
- ▶ **Ergonomique** : 3 hauteurs d'assise, supports latéraux ajustables pour permettre au patient de se laver en toute sécurité.
- ▶ Installation sans outils, il se pose sur la baignoire et est très stable.

	Références	Dimensions (l x L x H)
sans dossier	SN10SDB02	65/72 x 41 x 22 cm
avec dossier	SN10SDR02	