



# TRITON DUAL 150

## INDICATIONS

La chaise de douche TRITON DUAL 150 permet d'assurer une douche assistée tout en combinant confort et sécurité pour le patient et en facilitant le travail des soignants. Très simple d'utilisation et ergonomique, avec TRITON DUAL 150 le soignant peut assurer seul les soins d'hygiène quotidiens, tels que le lavage des cheveux, les soins des pieds et la mise aux toilettes dans un environnement ergonomique pour améliorer ces conditions de travail.

  ≤ 150 kg



102,62€TTC sans PLV  
- CODE 6210081 -

## REMBOURSEMENT

Chaise percée avec accoudoirs et seuil

## LES + PRODUIT

- ▶ Grâce au réglage électrique **en hauteur et en inclinaison** permet une personnalisation du réglage assurant confort et sécurité au patient et au soignant. Les 2 réglages s'effectuent de manière indépendante pour une adaptation parfaite.
- ▶ La chaise TRITON DUAL 150 est intelligente avec **possibilité de mémorisation de 2 positions** afin de faciliter le travail quotidien des soignants et d'effectuer la toilette en toute autonomie ce qui préserve l'intimité du patient.
- ▶ Une large gamme d'options est disponible pour s'adapter à tous les besoins : deflecteur, appui-moignon ajustable, accoudoirs, barre de sécurité.
- ▶ Une nouvelle version plus pratique avec une batterie combinée avec la boîte de contrôle, facile à nettoyer et facile d'entretien

Référence

TRITON/DUAL avec arrêt et descente d'urgence de la hauteur du siège

044-00051FR



Abaissement de secours électrique



Poignée de manipulation



## ERGONOMIE

Mémorisation de positions personnalisées via la télécommande (appui simultané sur le S et 1 ou 2)

Accoudoirs escamotables



Appui-tête réglable en hauteur



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Hauteur variable électrique de 55,2 cm à 93 cm
- ▶ Réglage séparé de la hauteur variable et de l'inclinaison de l'assise
- ▶ Mémorisation de positions personnalisées
- ▶ Une motorisation LINAK IPX6 Washable (compatible avec les tunnels de lavage)
- ▶ Un double traitement métal peint de la surface pour éviter la corrosion
- ▶ Nombreux accessoires en option

Espace entre accoudoirs	470 mm
Profondeur assise	430 mm
Largeur assise	460 mm
Amplitude	55,2 à 93 cm
Largeur hors-tout	620 mm
Longueur hors-tout	840-1000mm
Hauteur hors appui-tête	1119-1497mm
Poids du fauteuil	38 kg
Degrés inclinaison de l'assise	+7°/-30°
Classe de protection IP	IPX6 Washable
Temps de charge max	4 heures
Autonomie de la batterie	80-100 cycles